

MARCACION MIOCINT

MARCACIÓN

- Llevar el frasco a temperatura ambiente por 10 minutos.
- Reconstituirle el KIT liofilizado con 3ml de Tecnecio, evitando agregar oxígeno al frasco, actividad máxima de 200mCi.
- Agitar suavemente 1 min.
- Calentar en baño de agua hirviendo durante 20 minutos.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Estabilidad, máximo 6 horas.
- Inyectar.

CONTROL DE CALIDAD

Soporte : ITLC-SG
Solvente : Etanol

Rf ^{99m}Tc -MIBI 0.0
Rf ^{99m}Tc -HR 0.0
Rf $^{99m}\text{TcTcO}_4^-$ 1.0

NOTA : MIOCINT, es estable durante 6 horas post marcación, almacenado a T° ambiente. El kit tiene una estabilidad de 6 meses.